



Prostatype® är ett gentest som ger en överlevnadsprognos och är ett beslutsstöd vid val av behandling för diagnostiserade prostatacancerpatienter. Baserat på genernas uttrycksnivå och övriga kliniska parametrar som Gleasonvärde, PSA-värde, tumörstadie och ålder räknas en så kallad P-score fram. P-score ger en indikation på hur aggressiv eller icke-aggressiv prostatacancer är, vilket underlättar val av behandling. Denna produkt ska endast användas på biopsi material från manliga individer där en nål biopsi har bekräftat diagnosen prostatacancer med Gleason Score 6 eller högre.

## Beställningsblankett

### 1. Kunduppgift:

Urolog Namn: \_\_\_\_\_ Sjukhus/Klinik \_\_\_\_\_  
Adress: \_\_\_\_\_ Post nr: \_\_\_\_\_ Stad: \_\_\_\_\_

### 2. Patientinformation:

Personnummer:	
PAD nummer:	
Gleason Score:(X+Y)	
Tumörstadium:(TxNxMx)	
PSA (µg/L):	
Ålder (år):	
Patienten har gett sitt samtycke att bli testad med Prostatype® Test System <input checked="" type="checkbox"/>	

### 3. Provs Information: (Laboratoriet skall kontrollera och följa specifikationen):

För att kunna köra Prostatype® Test System behövs minst 1-2 mm tumörlängd för varje patient som beskrivs i PAD rapporten.

### 4. Beställare:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Signatur

Datum

Prostatype® Tillverkare:

Document ID: 303042A

Chundsell Medicals AB  
Industrivägen 19  
17 148 Solna  
Tel 08-208180  
www.prostatype.se